

歯科衛生士の考案した歯ブラシです。



このカタチがあたらしい

歯の専門家がすすめているME法に効果的な設計になっています。 *Michiyo 8*

家族みんなで楽しい歯磨きを！

ミチヨ

小さなヘッド部分とにぎりやすいボディーが特徴

角が大切

歯と歯の間に入りこみ、
しっかり汚れをとります。

4列

みがきにくい奥歯の裏が
よくみがける幅です。

長さがやさしい

歯と歯の間に入り込み、
歯ぐきを傷つけにくい
弾力です。

歯ブラシを安定


歯ブラシを安定させる
コントロールセンターです。
手の中にフィットして疲れ
ません。

小さいブラシが 決め手！

ヘッド全体が小さいから
口の中で小回りがききます。

指おき

親指がコントロールして、
ブラッシングをたすけます。



歯ブラシの使用期間は1カ月ぐらいが目安です。お早めのお取り替えを・・・
発売元 エムズ 〒661-0976 尼崎市潮江5-3-40-109 TEL 06-6497-0109

1本

円



歯科衛生士の考案した新しい歯ブラシ

ME歯ブラシ Michiyo 8

ミチヨ

ME歯ブラシの特徴は、今までのどんなブラシよりも歯磨き効果が高く、すべてにおいて誰もが使いやすい形状になっています。

ME歯ブラシのブラシ部分は、歯牙をもとに設計された過不足のない大きさと、機能を追求した形状で構成されています。

そのため、どのような磨き方にも適しています。

特にME法で磨くと最も威力を発揮します。口の中全体がツルツルになります。

ME歯ブラシの柄の形状は、ME法の研究成果により解明された「歯磨き動作」のメカニズムと、手の機能をもとに設計されています。手や腕にとって、日常生活での歯磨きはもとより、病気などで体力が低下したとき、手の不自由な方にも優しい歯ブラシとなっています。

利き手による磨き残しが、解消できるように考慮されています。右利きの人も左利きの人も効果的に歯磨きできます。両手で磨く人はより効果的です。

ME法とは……

成人のための歯磨き方法です。清掃しにくいと言われている歯頸部（歯と歯茎の境目）、歯間部（歯と歯の間）の汚れ、特に最も磨きにくいと言われている奥歯の裏側が簡単に磨ける方法です。歯間ブラシを使用しなくても、歯と歯の間の汚れを取ります。

ME法の1例（歯の外側）

●上の歯



毛先をななめ下に向けて横に小刻みにゴシゴシ



●下の歯



毛先をななめ上に向けて横に小刻みにゴシゴシ



●お問い合わせ、ご注文は……

エムズ

TEL.FAX 06-6497-0109

- ME歯ブラシ・ME法についてはこちらにお問い合わせ下さい。
- 5ダース単位のご注文も受付けています。

●ご注文は……

お口の健康づくりをサポートいたします

口腔ケア Support Office **nao**

TEL.FAX 0772-62-5303

E-mail kau@nao-2004.com

<http://www.nao-2004.com/tankenkai>

「お口の健康を守る！」ホームページ公開中

小売りに関しましてはこちらにお問い合わせ下さい。

**販売店舗
募集中!!**

現在、特定の歯科医院でのみ販売しています。できるだけ、たくさんの方が身近で購入できるようにしたいと考えています。

日用雑貨を扱ってられる店舗、病院の売店、学校の売店、その他試みに扱ってみようかと思っ下さる方がありましたら、下記迄ご連絡下さい。よろしくお願いたします。

留守録になっておりますが、折り返しご連絡いたします。

エムズ TEL.FAX 06-6497-0109